

UV Bracelet

Art.no 31-4819

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

Safety

- This product contains no sunblock and offers no protection from sunlight.
- The use of this product for limited sunbathing in combination with sun cream and clothing can reduce the risk of skin damage, but not prevent it entirely.
- Unprotected skin which has been repeatedly exposed to sunlight can age prematurely. There is still a risk of contracting skin cancer and other ailments even if you have not been sunburned.
- Use just one bracelet per person per day and discard the bracelet once it has been used.
- The bracelet only works with SPF15 or higher.

Use

1. Open the packet, take out a bracelet and then close the packet immediately.
2. Fasten the bracelet around your wrist with the printed side facing outwards.
3. Apply sunscreen to all exposed body parts and over the bracelet.
4. When the bracelet is exposed to sunlight, it will turn purple to indicate that it has been activated.
5. When the bracelet turns pink it means that it is time to apply more sunscreen to the bracelet and your skin.
6. When the bracelet turns yellow you should move into the shade or put on some clothes.

(For color reference check the packaging.)

When a partly used bracelet is exposed to sunlight again, its indication level will resume from the time it was removed from the sunlight.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Tilda's AB
Mejselgatan 12
S- 235 32 Vellinge

Hereby declares that this product conforms to *Direktiv 93/42/EEC* valid until 2012-12-31

UV-armband

Art.nr 31-4819

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten innehåller inget solskydd och skyddar inte mot solljus.
- Användning av denna produkt i kombination med begränsad solning, användning av solkräm och kläder kan minska risken för skadliga effekter på huden, dock inte utesluta den helt.
- Oskyddad hud som utsätts för upprepade solstrålning kan åldras i förtid. Risken för hudcancer och andra skadliga effekter kan öka även om ingen solbränna uppstår.
- Använd endast ett band per person och dag och släng det när det är förbrukat.
- Bandet fungerar bara med SPF15 eller högre.

Användning

1. Öppna paketet och ta ur ett band, stäng sedan förpackningen omedelbart.
2. Fäst bandet runt handleden med den tryckta sidan utåt.
3. Applicera solkräm på alla exponerade hudtytor och på bandet.
4. När bandet utsätts för solljus ändras färgen till lila, vilket indikerar att det är aktiverat.
5. När bandet blir rosa indikerar det att huden och bandet måste smörjas in igen.
6. När bandet blir gult bör du förflytta dig till ett skuggigt område eller klä på dig kläder.

(För färghänvisning, se förpackningen.)

När ett delvis använt armband utsätts för solljus igen återupptas UV-registreringen från den tidpunkt när det togs ur solljuset.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Tilda's AB
Mejselgatan 12
S- 235 32 Vellinge

Intygar att denna produkt klarar kraven i *Direktiv 93/42/EEC* giltighetstiden 2012-12-31

UV-armbånd

Art.nr. 31-4819

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet inneholder ikke noen form for solbeskyttelse.
- Dette produktet brukes i kombinasjon med begrenset soling. Bruk av solkrem og klær kan redusere faren for skader på huden, men ikke utelukke skader helt.
- Hud som utsettes for mye soling kan eldes før tiden. Fare for hudkreft og andre skadelige effekter kan øke selv om man ikke blir solbrent.
- Bruk kun et bånd per person og dag. Kast det når det er oppbrukt.
- Båndet virker kun med SPF15 eller høyere.

Bruk

1. Åpne pakken og ta ut et bånd. Lukk deretter forpakningen umiddelbart.
2. Fest båndet rundt håndleddet med den trykte siden ut.
3. Smør solkrem på alle eksponerte hudflater og på båndet.
4. Når båndet utsettes for sollys endres fargen til lilla, noe som indikerer at det er aktivert.
5. Når båndet er blitt rosa indikerer det at huden og båndet må smøres inn igjen.
6. Når båndet blir gult bør du flytte deg til et område med skygge eller kle på deg.

(For farge referanse, se boks.)

Når et delvis brukt armbånd utsettes for sollys igjen gjenopptas UV-registreringen fra det tidspunktet det ble tatt ut i sollyset.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Tilda's AB
Mejselgatan 12
S- 235 32 Vellinge

Går god for at produktet holder kravene i *Direktiv 93/42/EEC* gyldighetstid 2012-12-31

UV-ranneke

Tuotenro 31-4819

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tuote ei sisällä aurinkosuojaa eikä suojaa auringonvalolta.
- Tämän tuotteen käyttö yhdessä rajoitetun auringonoton sekä aurinkovoiteen ja vaatteiden käytön kanssa voi vähentää iholle haitallisten vaikutusten riskiä mutta ei suojaa niiltä kokonaan.
- Toistuva altistuminen auringonsäteilylle voi aiheuttaa suojaamattoman ihon ennenaikaista vanhenemista. Ihosyövän ja muiden haittavaikutusten riski saattaa kasvaa, vaikka iho ei palaisi auringossa.
- Vain yksi ranneke per henkilö ja päivä. Hävitä ranneke käytön jälkeen.
- Ranneke toimii ainoastaan suojakertoimen 15 (SPF 15) tai sitä suuremman suojakertoimen kanssa.

Käyttö

1. Avaa pakkaus ja ota pakkauksesta yksi ranneke. Sulje pakkaus välittömästi.
2. Kiinnitä ranneke ranteen ympärille painettu puoli ulospäin.
3. Levitä aurinkovoidetta kaikille auringolle altistuville ihon osille sekä rannekeelle.
4. Rannekkeen altistuessa auringonvalolle sen väri muuttuu lilaksi. Väri kertoo, että ranneke on aktivoitu.
5. Rannekkeen muuttuminen vaaleanpunaiseksi on merkki siitä, että voidetta on lisättävä iholle ja rannekeelle.
6. Rannekkeen muuttuessa keltaiseksi on syytä siirtyä varjoon tai suojata iho vaatteilla.

(Katso värit pakkauksesta.)

Kun ranneke, jota on jo käytetty, altistetaan uudelleen auringonvalolle, UV-tason mittaus alkaa siitä hetkestä, jolloin ranneke poistettiin auringonvalosta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätyssohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tilda's AB
Mejselgatan 12
S- 235 32 Vellinge

Vakuuttaa, että tuote täyttää *direktiivin 93/42/EEC* vaatimukset, voimassaoloaika 31.12.2012 asti