

Electric Toothbrush

Art.no 34-2139-1/-2

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- Only use the provided accessories.
- The toothbrush must not be immersed in water. If this should occur despite all precautionary measures, let the toothbrush stand vertically until the battery compartment drains thoroughly dry before attempting to use it again. Do not attempt to reuse the toothbrush until you are sure it is thoroughly dry.
- The toothbrush is not intended for use by children under 3 years of age. Children using this appliance should be supervised.
- The toothbrush must not be exposed to extreme temperature changes.
- Never use the toothbrush if it has been damaged in any way.
- Never attempt to dismantle the toothbrush. Repairs should only be carried out by a qualified tradesman.
- Never let children play with the battery.

Inserting the battery

1. Remove the battery cover.
2. Insert 1 x AA/LR6 battery (sold separately) with the + pole inserted first.
3. Refit the battery cover.

Note: The battery cover only fits in one direction.

If the toothbrush is not to be used for an extended period, remove the battery in order to avoid any possible risk of leakage.




Operating instructions

- Do not use excessive pressure while using the toothbrush. Consult a competent specialist if you are at all uncertain.
- The 2-minute hourglass is meant to be used as a gauge for the optimal amount of time needed for adequate brushing.

Changing the brush head

1. Hold the toothbrush with one hand.
2. Use the other hand to press down on the brush head and twist it anticlockwise to remove it from the handle.
3. Replace with a new brush head by pressing down onto the toothbrush and twisting clockwise.



Care and maintenance

Rinse the brush head in running water. Remove the battery from the toothbrush if it is not to be used for an extended period.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Battery 1 x AA/LR6 (sold separately)

Eltandborste

Art.nr 34-2139-1/-2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Använd endast medföljande tillbehör.
- Eltandborsten får inte sänkas ned i vatten. Om detta trots allt händer, se till att torka ur batterifacket noga. Använd inte eltandborsten innan den är helt torr.
- Eltandborsten är inte avsedd för barn under 3 år. Ha uppsikt över barn när de använder eltandborsten.
- Eltandborsten får inte utsättas för extrema temperaturer.
- Använd inte eltandborsten om den är skadad på något sätt.
- Demontera aldrig eltandborsten. Service får endast utföras av kvalificerad yrkesman.
- Låt aldrig barn leka med batteriet.

Sätt i batteriet

1. Dra ur batterilocket från eltandborsten.
 2. Sätt i 1 x AA/LR6-batteri (säljs separat) med + inåt i batterifacket.
 3. Sätt tillbaka batterilocket.
- Obs!** Batterilocket passar endast på ett sätt.

Om inte eltandborsten ska användas under en längre tid, ta ur batteriet för att förhindra läckage från batteriet.




Användning

- Använd inte starkt tryck när du borstar tänderna. Rådgör med en specialist om du är osäker.
- Det medföljande timglasets rinner igenom på två minuter och kan användas för att borsta tänderna lagom länge.

Byte av borsthuvud

1. Håll i eltandborstens handtag med en hand.
2. Tryck ner och vrid borsthuvudet moturs och ta sedan bort det från handtaget.
3. Sätt tillbaka genom att trycka ner borsthuvudet och vrida det medurs.



Skötsel och underhåll

Skölj borsthuvudet under rinnande vatten. Ta ur batteriet om inte eltandborsten ska användas under en längre tid.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri 1 x AA/LR6 (säljs separat)

Eltannbørste

Art. nr. 34-2139-1/-2

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Bruk kun det medfølgende utstyret.
- Produktet skal ikke legges i vann. Hvis det skulle skje må batteriholderen tørkes grundig etterpå. Start ikke tannbørsten før den er helt tørr.
- Produktet er ikke beregnet for barn under 3 år! Barn som bruker eltannbørsten må holdes under oppsikt.
- Eltannbørsten må ikke utsettes for ekstreme temperaturer.
- Bruk ikke eltannbørsten hvis den er skadet.
- Den må ikke demonteres. Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte personer.
- La aldri barn leke med batteriet.

Sett i batteriet

1. Trekk batterilokket av eltannbørsten.
2. Plasser 1 stk. AA/LR6-batterier (selges separat) i batteriholderen.
3. Sett batterilokket tilbake på plass igjen.

Obs! Batterilokket passer kun i en stilling.

Ta batteriene ut av batteriholderen dersom tannbørsten ikke skal brukes på en stund.




Bruk

- Bruk ikke sterkt trykk når du børster tennene. Rådfør deg med en fagperson hvis du er usikker.
- Det medfølgende timeglasset bruker to minutter på å renne gjennom. Pushing i to minutter regnes som passe lengde.

Skifte av børstehode

1. Hold i tannbørstens håndtak med en hånd.
2. Trykk børstehodet ned og dreii det moturs. Trekk det deretter vekk fra håndtaket.
3. Settes tilbake ved å trykke børstehodet ned og dreii medurs.



Stell og vedlikehold

Skyll børstehodet under rennende vann. Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri 1 x AA/LR6-batteri (selges separat)

Sähköhammasharja

Tuotenro 34-2139-1/-2

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteyttä myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Käytä ainoastaan pakkauksen tarvikkeita.
- Älä upota sähköhammasharjaa veteen. Jos sähköhammasharja uppoaa vahingossa veteen, kuivaa akkulokero huolellisesti. Älä käytä sähköhammasharjaa ennen kuin se on täysin kuiva.
- Sähköhammasharjaa ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille. Pidä lapsia silmällä, kun he käyttävät sähköhammasharjaa.
- Älä altista sähköhammasharjaa äärimmäisille lämpötiloille.
- Älä käytä sähköhammasharjaa, jos se on viallinen.
- Älä pura sähköhammasharjaa. Sen saa korjata ainoastaan ammattilainen.
- Älä anna lasten leikkiä paristolla.

Akun asettaminen

1. Irrota sähköhammasharjan paristolokero.
 2. Aseta lokeroon yksi AA/LR6-akku (myydään erikseen) pluspuoli sisäänpäin.
 3. Sulje paristolokeron kansi.
- Huom.!** Lokeron kansi sopii paikalleen vain yhdellä tavalla.

Jos sähköhammasharjaa ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristo, jottei se pääse vuotamaan.




Käyttö

- Älä paina sähköhammasharjaa hampaita vasten, kun peset hampaita. Kysy neuvoja hammaslääkäriltä, jos olet epävarma.
- Pakkauksen tiimalasi valuu tyhjäksi kahdessa minuutissa, ja sitä voidaan käyttää sopivan hampaidenpesuajan mittaamiseen.

Harjapään vaihtaminen

1. Pidä sähköhammasharjan rungosta kiinni toisella kädellä.
2. Paina ja käännä harjapäätä vastapäivään ja irrota se rungosta.
3. Aseta harjapää paikalleen painamalla ja kääntämällä myötäpäivään.



Huolto

Huuhtelee harjaosaa juoksevassa vedessä. Poista paristo jos sähköhammasharja on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristo 1 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

Elektrische Zahnbürste

Art.Nr. 34-2139-1/-2

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Ausschließlich das beiliegende Zubehör verwenden.
- Die Elektrozahnbürste darf nicht in Wasser getaucht werden. Sollte dies trotzdem versehentlich geschehen, muss das Batteriefach sorgfältig trocken gerieben werden. Die Zahnbürste darf erst wieder verwendet werden, wenn sie vollständig trocken ist.
- Die Zahnbürste ist nicht für Kleinkinder unter 3 Jahren geeignet. Kinder dürfen die Zahnbürste nur unter Aufsicht benutzen.
- Extreme Temperatureinwirkungen sind zu vermeiden.
- Bei Defekten an der elektrischen Zahnbürste darf diese nicht verwendet werden.
- Die Zahnbürste nicht auseinanderbauen. Reparaturen und Service sind ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchzuführen.
- Kein Kinderspielzeug.

Batterie einsetzen

1. Die Abdeckung des Batteriefachs entfernen.
2. Eine 1 x AA/LR6-Batterie (separat erhältlich) einsetzen (+ nach innen).
3. Das Fach wieder mit der Abdeckung verschließen.

Hinweis: Die Abdeckung lässt sich nur in einer Richtung einsetzen.




Bei längerer Nichtbenutzung der Zahnbürste sicherheitshalber die Batterie entnehmen, um ein eventuelles Auslaufen zu verhindern.

Verwendung

- Beim Zähneputzen darf kein starker Druck ausgeübt werden. Bei Unsicherheiten einen Fachmann zurate ziehen.
- Die beiliegende Sanduhr zeigt an, wann die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten abgelaufen ist.

Bürstenkopf wechseln

1. Den Zahnbürstengriff in einer Hand halten.
2. Den Bürstenkopf leicht nach unten drücken und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um ihn vom Griff abzuziehen.
3. Dann den neuen Bürstenkopf aufdrücken und im Uhrzeigersinn drehen.



Pflege und Wartung

Den Bürstenkopf unter fließendem Wasser reinigen. Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterie 1 x AA/LR6 (separat erhältlich)