

Travel Toothbrush


Art.no 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Operating instructions


The vibration function is switched on and off by pressing [⏻].

Brush head replacement



1. Twist the brush head anticlockwise and pull it straight upwards to remove it from the handle.
2. Place the new brush head onto the neck of the toothbrush and twist it clockwise until the head is firmly attached.

Battery replacement



1. Twist the handle anticlockwise and remove the housing to get to the battery.
2. Insert a new AAA/LR03 battery.
3. Refit the housing and twist it clockwise to lock it.

Care and maintenance

1. Rinse the brush head in cold water after each use.
2. Shake off the excess water.
3. Take the battery out if the toothbrush is not to be used for a long time.
4. Clean the product by wiping it with a soft, damp cloth.
5. Never immerse or rinse the handle/battery housing in water.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications


Batteries: 1 x AAA/LR03 (included).

Resetandborste


Art.nr 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning


Starta och stäng av vibrationsfunktionen genom att trycka på .

Byta borsthuvud



1. Vrid borsthuvudet motsols och dra det rakt upp för att ta loss det.
2. Placera det nya borsthuvudet på skaftet och vrid borsthuvudet medsols för att låsa fast.

Byta batteri



1. Vrid skaftet motsols och ta bort höljet för att komma åt batteriet.
2. Sätt 1 x AAA/LR03-batteri.
3. Sätt tillbaka höljet och vrid det medsols för att låsa fast.

Skötsel och underhåll

1. Skölj borsthuvudet med kallt vatten efter varje användning.
2. Skaka ur överflödigt vatten.
3. Ta ur batterierna om du inte ska använda tandborsten under en längre period.
4. Vid behov, torka av höljet med en mjuk och lätt fuktad trasa.
5. Sänk aldrig ned tandborstens skaft/batteridel i vatten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer


Drivs med 1 x AAA/LR03-batteri (ingår).

Reisetannbørste


Art. nr. 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk


Vibreringsfunksjonen startes og stoppes ved å trykke på .

Skifte av børstehode



1. Drei børstehodet motsols og trekk det rett opp.
2. Plasser det nye børstehodet på skaftet og drei medsols for å feste det.

Skifte av batteri



1. Drei skaftet motsols og ta av dekkelet for å komme til batteriet.
2. Ta ut det gamle batteriet og erstatt det med et AAA/LR03-batteri.
3. Sett dekkelet på plass og drei det medsols for å feste det.

Stell og vedlikehold

1. Skyll børstehodet med kaldt vann etter hver gangs bruk.
2. Rist av overflødig vann.
3. Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
4. Tørk av, ved behov, med en myk, lett fuktet klut.
5. Senk aldri skaftet/batteridelen ned i vann.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Drives med batteri 1 x AAA/LR03 (medfølger).

Matkahammasharja


Tuotenumero 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö


Käynnistä ja sammuta värähtelytoiminto painamalla [⏻].

Harjapään vaihtaminen



1. Irrota harjapää kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla suoraan ylöspäin.
2. Aseta uusi harjapää varteen ja kiinnitä se paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.

Pariston vaihtaminen



1. Käännä vartta vastapäivään, irrota kotelo ja poista vanha paristo.
2. Aseta lokeroon uusi AAA/LR03-paristo.
3. Aseta kotelo takaisin paikalleen ja lukitse se paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.

Huolto ja puhdistus

1. Huuhtelee harjapää kylmällä vedellä jokaisen käyttökerran jälkeen.
2. Ravista ylimääräinen vesi harjapäästä.
3. Poista paristo, jos et käytä hammasharjaa pitkään aikaan.
4. Pyyhi hammasharjan kotelo tarvittaessa kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
5. Älä upota hammasharjan vartta/paristosaata veteen.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot


Mukana paristo (1 kpl LR03/AAA).

Reisezahnbürste


Art.Nr. 34-3080-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Betrieb


Die Vibrationsfunktion durch drücken auf  ein-, bzw. ausschalten.

Bürstenkopf auswechseln



1. Den alten Bürstenkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abziehen.
2. Den neuen Bürstenkopf auf den Schaft stecken und im Uhrzeigersinn festdrehen.

Batterien auswechseln



1. Die Abdeckung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen um an die Batterie zu kommen.
2. Einen neue AAA/LR03-Batterie einsetzen.
3. Die Abdeckung wieder anbringen und im Uhrzeigersinn festdrehen.

Pflege und Wartung

1. Den Bürstenkopf nach jedem Gebrauch unter kaltem Wasser abspülen.
2. Überflüssiges Wasser abschütteln.
3. Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.
4. Bei Bedarf das Gehäuse mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch sauber machen.
5. Den Batterieteil niemals in Wasser tauchen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betrieb durch 1 x AAA/LR03-Batterie (inklusive).